

 TechniLase
votre partenaire laser
distributeur de **vydenze**
medical





Bienvenue dans l'univers **VYDENCE®** Medical

Acteur reconnu des technologies médicales depuis 1987, VYDENCE® Medical conçoit, développe et fabrique des solutions innovantes dédiées à l'esthétique, à la santé et au bien-être. Présentes dans plus de 40 pays, ses technologies répondent aux exigences des praticiens du monde entier.

Implanté à São Paulo et en Floride, VYDENCE® Medical s'appuie sur un réseau de distribution exclusif couvrant le Canada, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Océanie, affirmant ainsi sa position parmi les acteurs internationaux de référence du laser médical.

Choisir VYDENCE® Medical, c'est faire confiance à près de 40 ans d'expertise, à une innovation constante et à des technologies conçues pour répondre aux plus hautes exigences cliniques.



UNE RÉFÉRENCE MONDIALE.
UNE APPROCHE FONDÉE SUR DES DONNÉES CLINIQUES.

plus de
39 ans

sur le marché des
dispositifs médicaux

plus de
4000

plateformes installées
dans le monde

plus de
1 million

de traitements réalisés
avec nos technologies

plus de
40 pays

où VYDENCE®
Medical est présent

Comment notre technologie s'adapte-t-elle aux besoins de votre cabinet ?

01

Choisissez votre plateforme laser

Sélectionnez la plateforme qui correspond le mieux à votre activité parmi ETHEREA-MX® et les deux versions de ZYE® (ZYE® ALX ou ZYE® YAG).



Compatible avec ZYE® et ETHEREA-MX®



Exclusif à ZYE®



02

Sélectionnez une ou plusieurs pièces à main laser

Chaque pièce à main laser offre un large éventail d'applications cliniques. Utilisées seules ou en combinaison, elles vous permettent de personnaliser vos traitements en fonction de votre pratique et des besoins de vos patients. Quelles pièces à main s'intègrent le mieux à votre activité et aux indications que vous souhaitez traiter ?

03

Intégrez de nouvelles technologies quand vous le souhaitez

Vous pouvez faire évoluer votre plateforme à tout moment avec de nouvelles pièces à main laser, au gré du développement de votre activité et de vos besoins cliniques. Cette évolutivité vous permet d'élargir vos indications de traitement, de diversifier votre offre de soins et d'optimiser durablement votre investissement.



ethereamx®

Le choix n°1 des experts de l'esthétique médicale.

ETHEREA-MX® associe performance, polyvalence et simplicité d'utilisation au sein d'une plateforme conçue pour s'adapter aux besoins des praticiens. Grâce à son architecture intelligente et compacte intégrant jusqu'à 8 technologies, elle offre puissance, précision et flexibilité pour répondre à un large éventail d'indications cliniques. Pensée pour accompagner durablement le développement de votre activité, ETHEREA-MX® permet d'obtenir des résultats de haut niveau tout en optimisant votre retour sur investissement.



Interface intuitive guidée

Une interface intuitive intégrant des recommandations automatiques de paramètres selon l'indication clinique et le phototype du patient, pour des traitements plus précis, plus sûrs et plus reproductibles.



TRAITEMENTS
RÉALISABLES
TOUTE L'ANNÉE



8 TECHNOLOGIES
DISPONIBLES

plus de
70

INDICATIONS
DE TRAITEMENT



GARANTIE
2 ANS



POUR TOUS LES
TYPES DE PEAU



EN SAVOIR PLUS

handpico®



La première pièce à main laser picoseconde au monde.

Laser picoseconde (Nd:YAG 1064 nm et KTP 532 nm)

- ✦ **La nouvelle référence du rajeunissement cutané** : stimule la néocollagénèse sans dommage thermique de la surface cutanée, offrant des traitements sûrs pour tous les phototypes.
- 🎯 **Une technologie avancée pour le détatouage** : permet de traiter efficacement les tatouages les plus complexes tout en réduisant le nombre de séances nécessaires.
- 👤 **Une technologie polyvalente** : différentes modalités de traitement pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque patient.

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

DÉTATOUAGE

LÉSIONS PIGMENTAIRES

CICATRICES

prodeep®



Une profondeur inégalée. Une technologie exclusive.

Laser fractionné non ablatif (Nd:YAP 1340 nm)

- ✦ **Une pénétration tissulaire plus profonde** : grâce à une absorption par l'eau jusqu'à neuf fois inférieure à celle des lasers fractionnés non ablatifs classiques, ProDeep® permet d'atteindre des couches plus profondes du tissu dermique.
- 👤 **Une solution idéale pour les traitements corporels** : en préservant l'intégrité de la surface cutanée, il réduit les temps d'éviction sociale et limite les risques d'effets secondaires, notamment d'hyperpigmentation post-inflammatoire.
- 👤 **Une efficacité au quotidien** : les spots carrés associés à un système de refroidissement intégré facilitent les traitements et permettent des protocoles plus rapides et plus confortables, sans topic anesthésiant.

CICATRICES D'ACNÉ

RIDES ET RIDULES

CICATRICES

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

dualmode®



Le resurfacing fractionné alliant ablation et coagulation.

Laser fractionné ablatif et coagulatif (Er:YAG 2940 nm)

- 📊 **Deux modes complémentaires pour une polyvalence maximale**, l'association des modes ablatif et coagulatif permet de couvrir un large spectre d'indications, du resurfacing profond aux traitements doux nécessitant peu ou pas d'éviction sociale.
- ♀ **Traitement de la santé féminine** : DualMode® est compatible avec la technologie ATHENA® dédiée aux traitements de santé et d'esthétique gynécologique.
- 🔥 **Un peeling laser en moins de 5 minutes** : grâce à sa fréquence de répétition élevée, DualMode® permet de réaliser des traitements rapides et confortables, avec la possibilité d'effectuer un peeling laser complet en moins de cinq minutes.

RIDES ET RIDULES

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

CICATRICES D'ACNÉ

TRAITEMENTS GYNÉCO-ESTHÉTIQUES

iplsq®



Une technologie incontournable pour toute pratique esthétique.

(6 filtres de coupure multiples de 400 à 695 nm - 3 tailles de spot)



Une prise en charge complète : grâce à ses multiples filtres de coupure, la technologie IPL permet d'adapter précisément les paramètres de traitement aux besoins de chaque patient.



Précision et sécurité optimales : le refroidissement par saphir haute efficacité améliore le confort du patient tout en assurant une délivrance de l'énergie en toute sécurité.



Des traitements rapides et pratiques : des protocoles rapides, sans éviction sociale, pour répondre aux attentes des patients modernes tout en optimisant l'organisation du cabinet.

LÉSIONS PIGMENTAIRES

ÉPILATION

LÉSIONS VASCULAIRES SUPERFICIELLES

ACNÉ

acromaqs®



La pièce à main laser Q-Switched la plus puissante du marché.

Laser Q-Switched (Nd:YAG 1064 nm et KTP 532 nm)



Efficace sur les tatouages et les lésions pigmentaires : grâce à ses deux longueurs d'onde, ACROMA-QS® permet le traitement des tatouages multicolores ainsi que d'un large éventail de lésions pigmentaires.



6 tailles de spot disponibles : différentes tailles de spot permettent d'adapter précisément le traitement à chaque indication et à chaque zone à traiter.



Adapté à tous les phototypes : utilisable tout au long de l'année et sur tous les types de peau, ACROMA-QS® élargit le profil des patients pouvant bénéficier du traitement.

LASER TONING

LÉSIONS PIGMENTAIRES

DÉTATOUAGE

MÉLASMA

longpulse®



La puissance et l'efficacité au service des lésions vasculaires.

Laser Nd:YAG à impulsions longues et courtes (Nd:YAG 1064 nm)



Une technologie de référence : grâce à sa profondeur de pénétration et à son excellente sélectivité vasculaire, le laser Nd:YAG 1064 nm est considéré comme l'une des technologies de référence pour le traitement des lésions vasculaires.



Peeling thermique sans éviction sociale : permet de traiter la rosacée, le poikiloderme ou les pores dilatés sans douleur significative ni temps de récupération, pour un retour immédiat aux activités quotidiennes.



Épilation adaptée à tous les phototypes : particulièrement sûr pour les phototypes foncés, le laser Nd:YAG constitue une solution de choix pour l'épilation laser de tous les types de peau.

LÉSIONS VASCULAIRES

ROSACÉE

TÉLANGIECTASIES

ÉPILATION LASER

gosmooth®



Le standard du rajeunissement fractionné superficiel.

Laser fractionné non ablatif (Er:Glass 1540 nm)



Sans éviction sociale : le traitement s'intègre facilement au quotidien des patients grâce à l'absence de douleur significative et à l'absence de temps de récupération.



Une grande polyvalence de traitement : Gosmooth® prévient et traite toutes les manifestations du vieillissement et convient à un grand nombre d'applications associées au resurfaçage fractionné.



Plus de confort et de sécurité : compatible avec un système de refroidissement épidermique intégré, il améliore le confort du patient tout en renforçant la sécurité des traitements.

RIDES ET RIDULES

MÉLASMA

CICATRICES

VERGETURES

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

intenseir®



Raffermisssement du visage et du corps par lumière infrarouge haute puissance.

Lumière infrarouge haute puissance (850 à 1800 nm – 50 W)



Sans douleur ni éviction sociale : un traitement confortable qui s'intègre facilement au quotidien des patients et favorise l'adhésion au protocole.



Adapté à tous les phototypes : utilisable sur tous les types de peau et en toute saison, il permet de répondre aux besoins d'une large population de patients.



Confort et sécurité renforcés : le système de refroidissement par contact intégré, doté d'un cristal de saphir et de 5 niveaux d'intensité, assure un traitement confortable tout en optimisant la sécurité.

RAFFERMISSEMENT CUTANÉ DU VISAGE ET DU CORPS



Efficacité prouvée

Découvrez les données cliniques associées aux technologies Vydence.



Conçue pour les praticiens qui souhaitent développer leur activité, ZYE® offre une solution complète et évolutive.

plus de
100
INDICATIONS
DE TRAITEMENT



13 TECHNOLOGIES
DISPONIBLES



SIMPLE ET
EFFICACE



GARANTIE
2 ANS



TRAITEMENTS
RÉALISABLES
TOUTE L'ANNÉE



POUR TOUS LES
TYPES DE PEAU



zyealx®

La référence des plateformes laser Alexandrite pour l'épilation.

Doté d'une **cavité Alexandrite intégrée à 755 nm**, ce laser associe performance et polyvalence pour répondre à de nombreuses indications. Au-delà de l'épilation, il permet le traitement des lésions vasculaires et bénéficie du mode exclusif DYNAMICS® pour une prise en charge ciblée des lésions cutanées.



zyeyag®

Une plateforme Nd:YAG haute puissance conçue pour une polyvalence maximale.

Équipée d'une **cavité Nd:YAG 1064 nm**, cette plateforme offre une remarquable flexibilité clinique. Ses nombreuses tailles de spot et ses trois modes de fonctionnement permettent de personnaliser les traitements avec précision pour répondre à une grande diversité d'indications.

5-15/Lt



Contrôle précis de la température en temps réel, pour davantage de sécurité et de confort pendant le traitement.

ZYE® YAG

Traitements superficiels ou profonds : grâce à ses deux modes de traitement, le 5-15/LT® permet de réaliser aussi bien des traitements superficiels, tels que la prise en charge de la rosacée, que des traitements plus profonds comme le raffermisssement cutané par laser.

Sans douleur ni éviction sociale : le confort du traitement et l'absence de temps de récupération facilitent l'adhésion des patients et leur permettent de reprendre immédiatement leurs activités quotidiennes.

Adapté à tous les phototypes : utilisable sur tous les types de peau et en toute saison, le 5-15/LT® permet d'élargir le profil des patients pouvant bénéficier du traitement.

UNIFORMISATION DU TEINT

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

ROSACÉE

3-24/hr



La pièce à main laser la plus puissante et polyvalente de la gamme ZYE®, idéale pour les cabinets à forte activité.

ZYE® YAG | ZYE® ALX

Une grande diversité de traitements : grâce à ses 11 tailles de spot Plug & Play, le 3-24/HR® permet de traiter un large éventail d'indications, allant de l'épilation aux lésions pigmentaires et vasculaires du visage et du corps, en passant par le rajeunissement cutané et la rosacée.

Des traitements plus rapides : les tailles de spot allant jusqu'à 24 mm permettent de couvrir de plus grandes surfaces et d'optimiser les temps de traitement.

Confort et sécurité renforcés : compatible avec un adaptateur mains libres permettant l'utilisation simultanée d'un système de refroidissement épidermique, le 3-24/HR® améliore le confort du patient tout en renforçant la sécurité des traitements.

ÉPILATION

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

LÉSIONS PIGMENTAIRES

Refroidissement par contact au saphir et changement rapide des tailles de spot pour un traitement confortable et efficace des lésions pigmentaires et vasculaires.

ZYE® YAG | ZYE® ALX

-  **Confort optimisé :** la lentille saphir Cool-&-Clear® assure un refroidissement instantané tout en offrant une excellente visibilité de la zone traitée.
-  **Des traitements plus rapides et homogènes :** le système ZYE TELESCOPE® permet de modifier directement la taille du spot depuis la pièce à main, pour une plus grande fluidité d'utilisation et des traitements optimisés.
-  **Sécurité et efficacité renforcées :** la technologie optique Flat-Frame® génère un faisceau Top-Hat hautement homogène, garantissant une distribution uniforme de l'énergie pour des traitements sûrs, précis et performants.



LÉSIONS PIGMENTAIRES

LÉSIONS VASCULAIRES

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

Efficacité et confort pour l'épilation laser.

ZYE® YAG | ZYE® ALX

-  **Confort optimisé :** la lentille saphir Cool-&-Clear® assure un refroidissement instantané tout en offrant une excellente visibilité de la zone traitée.
-  **Des traitements plus rapides et homogènes :** le système ZYE TELESCOPE® permet de modifier directement la taille du spot depuis la pièce à main. Associé à des spots carrés allant jusqu'à 18 mm, il favorise des traitements rapides et homogènes.
-  **Sécurité et efficacité renforcées :** la technologie optique Flat-Frame® génère un faisceau Top-Hat hautement homogène, garantissant une distribution uniforme de l'énergie pour des traitements sûrs, précis et performants.



ÉPILATION

RAJEUNISSEMENT CUTANÉ



Interface intuitive

Une utilisation simplifiée grâce au **mode Guidelines**, qui guide le praticien dans le choix des paramètres de traitement.

Traitements personnalisés

Contribuant à renforcer la sécurité des traitements et la satisfaction des patients.

Compatibilité complète avec les pièces à main laser ETHEREA-MX®

Chaque pièce à main apporte des fonctionnalités spécifiques et permet de répondre à un large éventail d'indications cliniques.

Fonctionnalités exclusives à ZYE®

IPL-Sq®:

- Avec une fréquence de répétition allant jusqu'à 3 Hz, le **mode DYNAMICS®** permet des traitements **In-Motion®** sur de larges surfaces et pour un large éventail d'indications cliniques.

LongPulse®:

- Le **mode DYNAMICS®** délivre jusqu'à 45 J/cm² avec les spots de 3 mm et 6 mm, pour une prise en charge efficace des indications nécessitant des fluences élevées.



EN SAVOIR PLUS

athena®

Accessoire exclusif pour DualMode®
(Er:YAG 2 940 nm)

Une technologie laser au service de la santé intime féminine

Traitement esthétique des dyschromies de la zone intime féminine, incluant le mont de Vénus (mons pubis), les grandes lèvres (labia majora) et les petites lèvres (labia minora).



Sécurité et confort optimisés

InLift® utilise le mode Smooth Pulse, une séquence de 8 impulsions consécutives totalisant 400 ms. Cette émission en « train d'impulsions » renforce l'effet de coagulation tout en limitant l'effet ablatif, contribuant ainsi à améliorer le confort de la patiente et la sécurité du traitement.



Une technologie reconnue

Le laser Er:YAG 2 940 nm est largement documenté dans la littérature scientifique et figure parmi les technologies de référence pour les traitements de la zone intime féminine.



Raffermisssement de la zone intime féminine

InLift® est conçu pour favoriser le raffermisssement des tissus de la zone intime féminine en stimulant la néocollagénèse et le remodelage du collagène par échauffement dermique contrôlé, contribuant ainsi à améliorer la tonicité tissulaire.

UNE SOLUTION DÉDIÉE À L'ESTHÉTIQUE INTIME FÉMININE



Raffermisssement de
la zone intime féminine



Dyschromies de la zone
intime féminine

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

zyeyag®

LONGUEUR D'ONDE	Nd:YAG 1064 nm
TAILLE DE SPOT	3 à 24 mm
ÉNERGIE MAXIMALE	95 J
LARGEUR D'IMPULSION	200 µs à 300 ms
TAUX DE RÉPÉTITION	DYNAMICS®: jusqu'à 20 Hz LongPulse®: jusqu'à 3 Hz INTENSE: onde continue
SYSTÈME DE FROID INTÉGRÉ	Saphir de contact et air pulsé

zyealx®

LONGUEUR D'ONDE	ALEXANDRITE 755 nm
TAILLE DE SPOT	3 à 24 mm
ÉNERGIE MAXIMALE	55 J
LARGEUR D'IMPULSION	300 µs à 300 ms
TAUX DE RÉPÉTITION	DYNAMICS®: jusqu'à 20 Hz LongPulse®: jusqu'à 3 Hz
SYSTÈME DE FROID INTÉGRÉ	Saphir de contact ou air pulsé

ethereamx®

TECHNOLOGIE	PLATEFORME LASER ET DISPOSITIF À BASE D'ÉNERGIE
DIMENSIONS (L x H x D)	48 x 88 x 43 cm
POIDS	52,5 kg
PIÈCES À MAINS	8

handpico®

LONGUEUR D'ONDE	1064 nm et 532 nm
ÉNERGIE MAXIMALE	500 mJ
MODE OPÉRATOIRE	ps and ns
DURÉE D'IMPULSION	530 ps et 2.5 ns
TAUX DE RÉPÉTITION	10 Hz

prodeep®

LONGUEUR D'ONDE	Nd:YAP 1,340 nm
TAILLES DE SPOTS	6 mm
	8 mm, 100 mtz/cm²
	10 mm, 400 mtz/cm²
ÉNERGIE MAXIMALE	200 mJ/mtz
DURÉE D'IMPULSION	3, 5 et 10 ms
MODULE COMPLÉMENTAIRE INTÉGRÉ	Adaptateur pour système de refroidissement disponible
TAUX DE RÉPÉTITION	jusqu'à 2,5 Hz

iplsq®

LONGUEURS D'ONDES	400, 515, 540, 580, 640, 695, Dual-Band*
TAILLE DE SPOT	40 x 12 mm
VASCUTIP™	8 mm, 12 x 12 mm
FLUENCE MAXIMALE	30 J/cm²
DURÉE D'IMPULSION	5 to 100 ms
SYSTÈME D'IMPULSION	Saphir contact-cooling intégré
FRÉQUENCE DE RÉPÉTITION	3 Hz

*Disponible uniquement pour la plateforme ZYE®

acromaqs®

LONGUEUR D'ONDE	Nd:YAG 1064 nm
	KTP 532 nm
TAILLES DE SPOTS	1064 nm 3, 5, & 7 mm 1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm² *
	532 nm, with 3 & 5* mm
ÉNERGIE MAXIMALE	1500 mJ
DURÉE D'IMPULSION	20 ns
TAUX DE RÉPÉTITION	Jusqu'à 5 Hz

*Taille de spot en option

longpulse®

LONGUEUR D'ONDE	Nd:YAG 1064 nm
TAILLES DE SPOT	2, 3, 6 & 9 mm
ÉNERGIE MAXIMALE	500 J/cm²
DURÉE D'IMPULSION	0.3 to 60 ms
MODULE COMPLÉMENTAIRE INTÉGRÉ	Adaptateur pour système de refroidissement disponible
MODE OPÉRATOIRE	LongPulse®, DYNAMICS®
TAUX DE RÉPÉTITION	Jusqu'à 10 Hz

gosmooth®

LONGUEUR D'ONDE	Er:GLASS 1,540 nm
TAILLES DE SPOTS	8 mm, série de lentilles fractionnées 100 mtz/cm²
	10 mm, série de lentilles fractionnées 400 mtz/cm²
ÉNERGIE MAXIMALE	95 mJ/mtz
DURÉE D'IMPULSION	10-15 ms
MODULE COMPLÉMENTAIRE INTÉGRÉ	Adaptateur pour système de refroidissement disponible
TAUX DE RÉPÉTITION	Jusqu'à 1 Hz

dualmode®

LONGUEUR D'ONDE	Er:YAG 2,940 nm
TAILLES DE SPOT	Ø 8 mm, série de lentilles fractionnées 100 mtz/cm² Ø 8 mm, série de lentilles fractionnées 400 mtz/cm² InLift® Lentilles collimatées 2.5* et 6 mm 12 mm** TrueLift® **
ÉNERGIE MAXIMALE	8 J
DURÉE D'IMPULSION	5 ms; 400 ms
MODULE COMPLÉMENTAIRE INTÉGRÉ	Adaptateur pour système d'évacuation des fumées disponible
TAUX DE RÉPÉTITION	Jusqu'à 5 Hz
ACCESSOIRES DISPONIBLES	ATHENA®90+*, ATHENA®360* série de lentilles fractionnées & lentilles fractionnées

*Taille de spot en option

**Seulement disponible pour la plateforme ZYE®

intenseir®

LONGUEUR D'ONDE	850-1800 nm
FLUENCE MAXIMALE	130 J/cm²
DURÉE D'IMPULSION	3-10 s
TAILLE DE SPOT	30 x 12 mm



vydence  **LASER ACADEMY** 

L'essentiel de l'expertise laser

Une vaste vidéothèque dédiée aux technologies laser, réunissant des contenus pédagogiques gratuits et des ressources exclusives.

Les connaissances indispensables pour perfectionner vos approches cliniques, optimiser votre temps, développer votre activité et améliorer la satisfaction de vos patients.



vydencelaseracademy.com



Distributeur exclusif France :

ZAC des Fossés Neufs - 2, rue du Parc des Vergers
91250 TIGERY - Tél. : 01 69 89 32 47
email : contact@technilase.fr

www.technilase.fr



VYDENCE® Brazil

Rua Aldo Germano Klein, 359. CEAT
13573-470 São Carlos, SP. Brasil
+55 (016) 3306-5050

Training Center

Av. Fagundes Filho, 486 SL. 93
São Judas 04304-000 São Paulo - SP
+55 (011) 5585-7703

USA Office

8411 Laurel Fair Circle, Suite 100
Tampa, FL 33610 – USA
1-800-VYDENCE

Frankfurt Training Center

Hochstraße 52, 60313 Frankfurt
am Main - Germany

VYDENCE.COM

CDP-VYD-007 - PRODUCT BROCHURE VYDENCE - ENAES R1.0 2026